

游离脂肪酸 (FFA) 含量检测试剂盒 (微量法)
(本试剂盒仅供科研使用)

产品包装

产品编号	产品名称	产品规格
YFX0167	游离脂肪酸 (FFA) 含量检测试剂盒 (微量法)	100 管/96 样

产品内容

名称	规格	储存条件
提取液	液体 100mL × 1 瓶	4℃
试剂一	自备: 实验前一天, 取一个玻璃瓶, 按照正庚烷: 无水甲醇: 氯仿=24:1:25 的比例配置 (自备) 盖紧后混匀, 室温保存。	
试剂二	液体 6mL × 1 瓶	室温
试剂三	粉剂 × 2 瓶: 临用前每瓶加入 13mL 无水乙醇充分溶解, 4℃ 可保存一周。	4℃
标准品	粉剂 × 1 支: 10mg 棕榈酸: 临用前把试剂转移到 10 mL 玻璃瓶中, 加入 7.8 mL 氯仿充分溶解, 即为 5μmol/mL 的棕榈酸标准溶液。	室温

一、产品说明

游离脂肪酸 (Free Fatty Acid, FFA) 既是脂肪水解的产物, 又是脂肪合成的底物。血清中 FFA 的浓度与脂类代谢、糖代谢、内分泌功能有关。

FFA 与铜离子结合形成脂肪酸铜盐, 并溶于氯仿; 利用铜试剂法测定铜离子含量, 即可推算出游离脂肪酸含量。

二、自备材料

研钵、冰、台式离心机、可调式移液枪、可见分光光度计/酶标仪、微量石英比色皿/96 孔板、一个 25 mL 玻璃瓶、一个 15mL 玻璃瓶、正庚烷、无水甲醇、氯仿 (三氯甲烷) 无水乙醇和蒸馏水。

三、样品准备

- 1、组织: 用生理盐水冲洗干净后, 用吸水纸吸取表面水分, 称取约 0.1g, 加入 1.0 mL 提取液, 匀浆后, 8000rpm, 4℃ 离心 10min, 取上清液, 待测。
- 2、血清或血浆: 将所取血液, 室温静置 1 h 后, 于 4℃ 离心机 3500 rpm 离心 15min, 取上层血清置于 -20℃ 冰箱保存, 待测。

四、操作步骤

正式测定前, 必需取 2-3 个预期差异较大的样本做预测定。

- 1、酶标仪预热 30min 以上, 调节波长至 550nm, 蒸馏水调零。
- 2、试剂二在 37℃ 水浴中预热 30 min 以上。
- 3、标准品的稀释: 将标准品用氯仿稀释成 1、0.8、0.6、0.4、0.2、0.1、0.05μmol/mL。

4、按下表在 1.5mL 离心管中加入相应试剂:

试剂名称 (μL)	对照管	测定管	空白管	标准管
蒸馏水	10			
样本		10		
氯仿			10	
标准品				10
试剂一	100	100	100	100
试剂二	40	40	40	40
充分振荡 10min 后, 3000rpm, 离心 10min。				
上层液	50	50	50	50
试剂三	200	200	200	200
充分振荡 2min 后, 静置 15min, 取 0.2mL 于 96 孔板于 550 nm 下测吸光值, 分别记为 A 对照管、A 测定管、A 空白管、A 标准管。(对照管和空白管各只做一管)				

五、FFA 含量的计算

1、标准曲线的绘制: 以标准溶液的浓度为 x 轴, 以 ΔA 标准 ($\Delta A = A$ 标准管 - A 空白管) 为 y 轴, 绘制标准曲线, 得到方程 $y = kx + b$ 。将 ΔA ($\Delta A = A$ 测定管 - A 对照管) 带入方程得到 x。

2、按照样本蛋白浓度计算:

FFA 含量 ($\mu\text{mol}/\text{mg}$) = $x \div \text{Cpr}$ 。

需要另外测定, 建议使用本公司 BCA 蛋白质含量测定试剂盒。

3、按照样本鲜重计算:

FFA 含量 ($\mu\text{mol}/\text{g}$ 鲜重) = $x \times V$ 样总 $\div W$ 。

4、按照血清体积计算:

FFA 含量 ($\mu\text{mol}/\text{L}$) = $1000x$ 。

V 样总: 上清液总体积, 1 mL; Cpr: 样本蛋白质浓度, mg/mL; W: 样品质量, g。

六、注意事项

- 1、试剂三配制应尽量晚配, 可在操作到加入试剂二时, 再配制试剂三。
- 2、必须保证每管的震荡频率及时间一致。
- 3、尽量在 30min 内完成测量。
- 4、上层溶液不可以直接加入到 96 孔板内, 并且测完后要密封好再丢弃。
- 5、因所用试剂多数为有机溶剂, 同一支吸头多次吸取会造成体积不准确, 建议更换吸头。