

## RIPA 组织细胞高效裂解液

### 一、产品包装

-20℃避光储存至少 12 个月, 使用前充分溶解混匀。

产品编号	产品名称	产品规格
YWB001	RIPA 组织细胞高效裂解液	100mL
	PMSF (100mM)	1mL

### 二、产品简介

RIPA 组织细胞高效裂解液是广泛用于报告基因检测、蛋白质激酶实验、免疫测定和蛋白质纯化的裂解液和洗涤缓冲液, 其主要成分为 50mM Tris (pH7.4)、150mM NaCl、1% Triton X-100、1% sodium deoxycholate、0.1% SDS 和一般的蛋白酶和磷酸酶抑制剂(如 sodium orthovanadate, sodium fluoride 和 EDTA), 可有效抑制蛋白质的降解。

该产品适用于细菌、真菌、动物和植物的细胞或组织样品, 使用该产品得到的蛋白样品可用于常规的蛋白质印迹(Western blotting, WB)、免疫沉淀(Immunoprecipitation, IP)、免疫共沉淀(Coimmunoprecipitation, Co-IP)和酶联免疫吸附测定法(Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay, ELISA)等实验。

### 三、操作步骤

- 融解RIPA组织细胞高效裂解液和PMSF, 混匀。按照1mL裂解液加入10 $\mu$ L PMSF的比例, 使PMSF的使用浓度为1mM (PMSF要现用限加)。可根据实验需要加入适当的上述蛋白酶磷酸酶抑制剂Cocktails。
- 蛋白提取:
  - 贴壁细胞: 弃培养液, 用PBS、生理盐水或无血清培养液洗一遍(如果血清中的蛋白没有干扰, 可以不洗)。按照6孔板每孔加入150-250 $\mu$ L裂解液的比例加入裂解液。用枪吹打数下, 使裂解液和细胞充分接触(一般情况下裂解液接触动物细胞1-2s后, 细胞就会被裂解)。植物细胞宜在冰上裂解2-10 min。
  - 悬浮细胞: 离心收集细胞, 轻轻涡旋或者弹击管底使细胞尽量分散。按照6孔板每孔细胞加入150-250 $\mu$ L裂解液的比例加入裂解液。轻弹管底以便充分裂解细胞。充分裂解后应没有明显的细胞沉淀。如果细胞量较多, 必需分装成50-100万细胞/管, 然后再裂解。大团的细胞较难裂解充分, 而少量的细胞由于裂解液易和细胞充分接触, 相对比较容易裂解充分。
  - 细菌或酵母: 取1mL菌液或酵母液, 离心去上清(或可使用PBS洗涤一次, 充分去除液体), 轻轻涡旋或者弹击管底把细菌或酵母尽量分散。加入100-200 $\mu$ L裂解液, 轻轻涡旋或弹击管底以混匀, 冰上裂解2-10min(如果希望获得更好的裂解效果, 细菌和酵母可分别使用溶菌酶和破壁酶(Lyticase)消化, 然后再使用本裂解液进行裂解)。
  - 组织样品: 把组织剪切成细小的碎片, 照20mg加入150-250 $\mu$ L裂解液的比例加入裂解液(如果裂解不充分可适当增加裂解液的使用量; 如需获得高浓度的蛋白样品, 可适当减少裂解液的使用量), 用玻璃匀浆器进行匀浆, 直至充分裂解。
- 充分裂解后, 10000-14000g 离心 3-5min, 取上清, 进行后续蛋白质浓度测定、SDS-PAGE、WesternBlotting 以及免疫沉淀等操作。

#### 四、注意事项

- 1、本裂解液也可以裂解细胞核，释放出核蛋白的同时，也会释放出基因组 DNA，造成细胞裂解液粘稠，此时可直接入蛋白上样缓冲液煮沸离心后直接进行上样电泳；若测定蛋白质浓度，可加入少量 SDS（1%），煮沸后离心测定浓度。
- 2、本裂解液提取的蛋白含有去污剂，所以不适合使用 Bradford 法进行蛋白浓度测定，而需要使用 BCA 法或者 Lowry 法进行蛋白浓度测定。
- 3、RIPA 裂解液的裂解产物中经常会出现一小团透明胶状物，该透明胶状物为含有基因组 DNA 等的复合物，是正常现象。如需要检测与基因组 DNA 紧密结合的蛋白质，可以通过超声波进行处理打碎粘稠物，离心取上清后用于后续实验。如果检测一些常见的转录因子，如 NF-kappaB、p53 等时，通常不必进行超声处理，即可检测到这些转录因子
- 4、裂解液用量说明：通常 6 孔板每孔细胞或者 1 mL 的菌液或酵母液中的细菌和酵母量加入 150 $\mu$ L 裂解液已足够，若细胞密度非常高可以适当加大裂解液的用量到 200 $\mu$ L 或 250 $\mu$ L。每 100 万动物细胞用 100 $\mu$ L 本产品裂解后获得的上清，其蛋白浓度约为 2-4 mg/mL，不同细胞有所不同。
- 5、每 20mg 冻存的小鼠肝脏组织用 200 $\mu$ L 本裂解液裂解后获得的上清，其蛋白浓度约为 15-25mg/mL，不同状态的不同组织有所不同。
- 6、如果组织样品本身非常细小，可以适当剪切后直接加入裂解液裂解，通过强烈涡旋使样品裂解充分。然后同样离心取上清，用于后续实验。直接裂解的优点是比较方便，不必使用匀浆器或研磨设备，缺点是不如匀浆或研磨那样裂解比较充分。
- 7、为取得最佳的使用效果，建议适当分装后使用尽量避免反复冻融。
- 8、裂解样品的所有步骤都需在冰上或 4 $^{\circ}$ C 进行。